

Distribuito da **ALEF S.r.l.s.**

Sede : Via Novara 139, 20153 Milano (MI), Italia

Tel: (+39) 02 45395260, Fax: (+39) 02 45397292

Email: info@alef-online.it

Web: www.alef-online.net

P.IVA/VAT: 09563660969

ALEF

Pelvik KIT COMPRENDE:

Pelvik[®]
CONI VAGINALI



- **1 Cono da 30 g** bianco: per un pavimento pelvico debole o per i principianti, per le donne che vogliono diventare consapevoli del proprio pavimento pelvico.
Sfera interna: peso leggero, molto movimento.
- **1 Cono da 47 g** rosa chiaro: per un pavimento pelvico attivo ma in allenamento.
Sfera interna, peso medio, medio movimento.
- **1 Cono da 65 g** rosa scuro: per l'allenamento avanzato.
Sfera interna. Peso alto, poco movimento.



**REGISTRATO AL MINISTERO DELLA SALUTE COME
DISPOSITIVO MEDICO PRESCRIVIBILE E DETRAIBILE**



CORRETTO UTILIZZO



- **STRUTTURA CONICA**, facilita la risalita del dispositivo in vagina durante la contrazione della muscolatura pelvica;
- **PESI DIFFERENTI** per seguire una gradualità dell'allenamento
- **SFERA INTERNA** in acciaio che può stimolare il riflesso muscolare durante il movimento
- **SILICONE MEDICO: UNICO MATERIALE BIOCOMPATIBILE** per una maggiore igiene e facilità di pulizia: completamente liscio, lubrificato diventa molto scivoloso per un facile inserimento e un corretto movimento all'interno della vagina
- **ISTRUZIONI DETTAGLIATE E SEMPLICI** da comprendere e seguire