

CATALOGO SONDE

Ampia gamma di sonde
endocavitarie vaginali ed anali
per la riabilitazione del
pavimento pelvico



Via Novara 139 – 20153 Milano (MI)

Telefono: 02 45395260

Fax: 02 45397292

E-mail: info@alef-online.net

Website: www.alef-online.net

P.IVA: 09563660969

SONDE VAGINALI



PERIPROBE RU-V2STWB

Sonda Vaginale con 2 elettrodi ad anello a bagno in oro
Lunghezza: 110 mm
Diametro minimo/massimo: 15/25 mm



PR-03A-1

Sonda Vaginale con due elettrodi ad anello in acciaio inox
Lunghezza sonda: 145 mm
Distanza tra gli elettrodi: 15 mm
Diametro: 25 mm



PR-04-A

Sonda Vaginale con due elettrodi ad anello in acciaio inox
Lunghezza sonda: 100 mm
Distanza tra gli elettrodi 15 mm
Diametro: 20 mm



PERISIZE

Sonda Vaginale con quattro elettrodi a bagno in oro (per stimolazione differenziata del pavimento pelvico – asimmetrie da episiotomia)
Lunghezza: 110 mm
Diametro minimo/massimo: 6/45 mm



PERISPHERA (RU-PSPH) – U

Sonda Vaginale con quattro elettrodi (due inferiori e due laterali) metallizzati in oro
Lunghezza: 120 mm
Diametro minimo/massimo: 15/30 mm



RU/V – Minima

Sonda Vaginale con due elettrodi metallizzati in oro, con forma a tampone
Lunghezza: 65 mm
Diametro minimo/massimo: 15/25 mm



PERISPHERA (RU-PSPH) – H

Sonda Vaginale con quattro elettrodi posti radialmente metallizzati in oro
Lunghezza: 120 mm
Diametro minimo/massimo: 10/30 mm



PERISPHERA (RU-PSPH) – O

Sonda Vaginale con due elettrodi metallizzati in oro a forma anatomica
Lunghezza: 120 mm
Diametro minimo/massimo: 11/26 mm



PERISPEHRA (RU-PSPH) – AT

Sonda Vaginale con quattro elettrodi metallizzati in oro
Lunghezza: 120 mm
Diametro: 11 mm



RSPV01

Sonda Vaginale con due elettrodi in acciaio inox
Lunghezza: 112 mm
Diametro: 26 mm



OPTIMA 3

Sonda Vaginale con tre elettrodi emisferici a bagno in oro
Lunghezza: 120 mm



NT1041

Sonda Vaginale con due elettrodi laterali in acciaio inox
Lunghezza sonda: 97 mm
Diametro: 26,5 mm



112-B0-1-S

Sonda Vaginale a tampone con due elettrodi ad anello
Lunghezza: 55 mm
Diametro: 20 mm

SONDE PRESSORIE



RU-TOTEM-Combicon

Sonda Vaginale Combicon, utilizzabile con l'apparecchiatura TOTEM-UG (BEAC)

SONDE ANALI



PERIPROBE RU-A2STW-B

Sonda Anale con elettrodi ad anello a bagno in oro
Lunghezza: 110 mm
Diametro minimo/massimo: 10/16 mm



PR-13A-1

Sonda Anale con due elettrodi ad anello
Lunghezza: 108 mm
Distanza tra gli elettrodi: 10 mm
Diametro minimo/massimo: 12/19.6 mm



PR-06A-1

Sonda Anale con due elettrodi ad anello
Lunghezza: 83 mm
Diametro: 14 mm



PERISPHERA (RU-PSPH) – A

Sonda Anale con quattro elettrodi metallizzati in oro
Lunghezza: 120 mm
Diametro minimo/massimo: 11/19 mm



RU/AAnalis

Sonda Anale con due elettrodi laterali a bagno in oro
Lunghezza: 140 mm
Diametro minimo/massimo: 10/15 mm



RSPV01


Sonda Anale con due elettrodi a bagno in nichel
Lunghezza: 9,35 mm
Diametro 20 mm

SONDE PER USO SPECIFICO



PEN 2

Sonda Peniena per trattamento disfunzione erettile ed instabilità vescicale



PG871/50W (112.509)

Elettrodi superficiali pre-gelificati per biofeedback addominale,
dimensione 5x5 cm, confezione da 4 pezzi